

Airport information



I wear a required medical device prescribed by my physician.

Medtronic

NOODGEVALKAART



Ik draag een medisch noodzakelijk hulpmiddel bij me op voorschrift van mijn arts.

Medtronic

Airport security

- The pump **must not** go through the x-ray machine that is used for carry-on or checked luggage.
- The full body scanner is also a form of x-ray. Remove the insulin pump and disconnect the infusion set at the insertion site before going through the fully body scanner. If continuous glucose monitoring (CGM) is used, remove the sensor and transmitter before the scan.
- To avoid removing the devices, request an alternative screening process that does not use x-ray.
- The insulin pump, infusion set, reservoir, and CGM system can withstand exposure to airport metal detectors used at airport security checkpoints.

In flight

The MiniMed™ insulin pump system is suitable for use in aircraft. When flying in an aircraft, it is important to keep the pump connected to the body and check glucose levels frequently.

Patient information

Name:

Address:

Country:

Phone number (include country code):

Medical device information

Medical device type:

Device serial number:

© 2020 Medtronic. All rights reserved. Medtronic, Medtronic logo and Further, Together are trademarks of Medtronic. All other brands are trademarks of a Medtronic company.

Neem in geval van nood contact op met

Naam arts:

Telefoonnummer:

Contactpersoon voor noodgevallen:

Telefoonnummer:

Ik heb diabetes

Als mijn bloedsuikerspiegel extreem laag is, kan ik me vreemd gedragen, dronken lijken of bewusteloos zijn.

Ik ben niet dronken
Schakel medische hulp in

Als ik bij kennis ben en kan slikken, geef me dan iets te eten of drinken met suiker, bijvoorbeeld: sap, snoep of frisdrank (geen light). Geef me niets te eten of te drinken als ik bewusteloos ben.

Zorgprofessionals

Ik draag een insulinepomp.

- De pomp dient snelwerkende insuline toe met een constante infusiesnelheid.
- Insulinetoediening van de pomp stopzetten:
 - Druk op een willekeurige knop om de pomp uit de slaapstand te halen.
 - Druk op ^ in het beginscherm om naar het statusscherm te gaan.
 - Druk op © voor **Toediening stoppen**.
 - Druk op > om **Ja** te markeren.
 - Druk op © om alle insulinetoediening te stoppen.
- De pompbatterij **niet** verwijderen.
- De pomp **niet** loskoppelen zonder medische toestemming.
- Als de pomp een alarmsignaal laat horen, volgt u de instructies op het pompscherm op of neemt u contact op met het Servicenummer van Medtronic voor hulp.

Medtronic



Medtronic MiniMed
18000 Devonshire Street
Northridge, CA 91325 USA
1800 646 4633
+1818 576 5555
www.medtronicdiabetes.com

EC REP

Medtronic B.V.
Earl Bakkenstraat 10
6422 PJ Heerlen
The Netherlands

C E 0459

M010681C017_1

Vliegveldbeveiliging



Ik draag een medisch noodzakelijk hulpmiddel bij me op voorschrift van mijn arts.

Medtronic

MEDICAL EMERGENCY CARD



I wear a required medical device prescribed by my physician.

Medtronic

Vliegveldbeveiliging

- De pomp **mag niet** door röntgenapparatuur voor controle van handbagage of ruimbagage.
- De lichaamsscanner is ook een vorm van röntgenstraling. Doe uw insulinepomp af en koppel de infusieset los bij de inbrengplaats als u door de lichaamsscanner gaat. Als u gebruikmaakt van continue glucosemonitoring (CGM), moet u uw sensor en zender afdoen vóór de scan.
- U kunt ook om een alternatieve controlemethode zonder röntgen vragen, zodat u de apparaten niet af hoeft te doen.
- De insulinepomp, infusieset, reservoir en CGM-systeem zijn bestand tegen blootstelling aan metaaldetectoren zoals gebruikt voor controle op luchthavens.

In het vliegtuig

De MiniMed™-insulinepomp is geschikt voor gebruik aan boord van een vliegtuig. Tijdens een vliegreis is het van belang dat de pomp op uw lichaam aangesloten blijft en dat u uw glucosespiegel regelmatig checkt.

Patiëntinformatie

Naam:
Adres:
Land:
Telefoonnummer (inclusief landcode):

Informatie over het medische hulpmiddel

Type medisch hulpmiddel:
Serienummer van het apparaat:

© 2020 Medtronic. Alle rechten voorbehouden. Medtronic, het Medtronic-logo en Further, Together zijn handelsmerken van Medtronic. Alle andere merken zijn handelsmerken van (een dochteronderneming van) Medtronic.

In an emergency, please contact

Physician name:
Phone number:
Emergency contact:
Phone number:

I have diabetes

If my behavior is peculiar, if I appear intoxicated, or if I am unconscious, it may be a result of severe low blood sugar.

I am not intoxicated
Call for medical assistance

If I am awake and able to swallow, give me a source of sugar (for example: juice, candy, or non-diet soft drink). Do not try to give me food or drink if I am unconscious.

Healthcare professionals

I wear an insulin pump.

- The pump delivers rapid-acting insulin at a constant rate.
- To stop insulin delivery on the pump:
 - Press any button to wake the pump.
 - From the home screen, press ^ to go to the status screen.
 - Press © to **Suspend Delivery**.
 - Press > to highlight **Yes**.
 - Press © to suspend all insulin delivery.
- **Do not** remove the pump battery.
- **Do not** remove the pump without medical consent.
- If the pump sounds an alarm, follow the instructions on the pump screen or contact a local Medtronic support representative for further assistance.